

Collagenase I + Collagenase II + Thermolysin (GMP-Qualität)

Cat. No. CELBrase-001

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

CELBrase-001 enthält hochreine Kollagenase der Klassen I und II mit einer mittleren Konzentration von hochreiner Thermolysin. Die beiden Kollagenase-Isoformen stammen von *Clostridium histolyticum* und sind in einem präzisen Verhältnis zueinander gemischt. Thermolysin ist eine neutrale Protease, die aus *Bacillus thermoproteolyticus* isoliert wurde. Die Mischung wird gemäß den Richtlinien für gute Herstellungspraxis (GMP) hergestellt.

Anwendungen

Für die Gewebedissociation

Produktinformation

Form

Pulver

Endotoxingehalt

≤50 EU/mg Protein

Lager- und Versandinformation

Lagerung

bei -20°C