

Elastin-Peptide aus der Mauslunge

Cat. No. CEFX-008

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung Mauslunge-Elastinpeptid wird durch enzymatische Behandlung von Mauslunge-

Elastin mit Maus-Pankreaselastase gewonnen, gefolgt von der Entfernung der verbleibenden Elastase durch Affinitätschromatographie. Das endgültige Peptid wurde durch Dialyse, Filtration und Lyophilisation gewonnen. Die vorbereiteten Peptide waren salzfrei und in Wasser sowie biologischen Pufferlösungen löslich.

Produktinformation

Art Maus

Herkunft Mauslunge

Form Pulver

Tel: 1-631-562-8517 1-516-512-3133 **Email:** info@creative-enzymes.com

1/1