

## Plasmin zur Wundbehandlung

Cat. No. EXTZ-703

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Beschreibung

Plasmin spielt mehrere Rollen im Wundheilungsprozess. Eine davon ist, dass es Fibringerinnsel angreift und auflöst. Mit anderen Worten, Plasmin reinigt die Wunde, indem es abgestorbene Haut und Gewebe entfernt. Eine weitere Rolle ist, dass Plasmin die Zellaktivierung und die Expression proinflammatorischer Mediatoren fördert, die für die Wundheilung entscheidend sind.

### Produktinformation

**Form** lyophilisiertes Pulver

**Aktivität** 0,3 – 0,5 LU/mg

### Lager- und Versandinformation

**Lagerung** Es sollte bei 2-8°C in dicht verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.