

Ginseng-Enzymhydrolysat-Pulver

Cat. No. CEGZ-6124

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Ginseng-Enzymhydrolysat-Pulver wird aus Ginsengpulver mittels kombinierter enzymatischer Hydrolyse hergestellt und als blassgelbes, wasserlösliches Pulver geliefert.

Anwendungen

Feste Getränke; gepresste Süßwarentabletten; flüssige Getränke.

Produktinformation

Herkunft

Ginsengpulver

Aussehen

Hellgelbes Pulver

Form

Pulver

Löslichkeit

In Wasser löslich

Verwendung und Verpackung

Verpackung

1-kg-Beutel aus Aluminiumfolie