

Enzymatisch hydrolysiertes Pulver aus rotem Ginseng

Cat. No. CEGZ-6127

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Enzymatisch hydrolysiertes Pulver aus rotem Ginseng wird aus rotem Ginsengpulver mittels kombinierter enzymatischer Hydrolyse hergestellt und als hellbraunes Pulver geliefert.

Anwendungen

Feste Getränke; gepresste Süßwaretabletten; flüssige Getränke.

Produktinformation

Herkunft

Rotes Ginsengpulver

Aussehen

Hellbraunes Pulver

Form

Pulver

Löslichkeit

In Wasser löslich

Verwendung und Verpackung

Verpackung

1-kg-Aluminiumfolienbeutel