

Hochkonzentriertes modifiziertes Glutaraldehyd-Nachgerbmittel

Cat. No. CEGZ-6354

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Ein hochkonzentriertes, modifiziertes Glutaraldehyd-Nachgerbmittel, das so formuliert ist, dass es eine kontrollierte Reaktion mit dem Leder gewährleistet und während der Nachgerbung Narbenbild und Griff verbessert.

Anwendungen

Geeignet zur Nachgerbung von Bekleidungsledern aus Schweins-, Rinds- und Schafhäuten sowie zur Nachgerbung von Weißledern.

Produktinformation

Aussehen

Hellgelbe oder farblose, klare Flüssigkeit.

Form

Flüssigkeit

Zusammensetzung

Modifiziertes Glutaraldehyd.

Qualität

Wirkstoffgehalt: ≥ 45 %. pH-Wert (10%ige Lösung): $5,5 \pm 0,5$. Ladung: anionisch.

Verwendung

Während der Nachgerbung oder Vorgerbung zugeben. Empfohlene Dosierung: 3–5 %.

Verwendung und Verpackung

Verpackung

125-kg-Kunststofffass

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit: 1 Jahr.

Versandbedingungen

Nicht gefährlich; kann als allgemeine Fracht transportiert werden.