

Phosphatase-Inhibitor-Cocktail B

Cat. No. CEI-0786

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Rekonstituieren Sie in 1 ml Wasser, um eine Lösung mit 200 mM Imidazol, 100 mM Natriumfluorid, 115 mM Natriummolybdat, 100 mM Natriumorthovanadat und 400 mM Natriumtartrat herzustellen. Zur Hemmung von Protein-Tyrosin-Phosphatasen, sauren und alkalischen Phosphatasen.

Produktinformation

Aussehen

Lyophilisiertes Feststoff

Ziele

Phosphatase