

Phosphatase-Inhibitor-Cocktail II

Cat. No. CEI-0790

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

100X Konzentration. Dieser Cocktail hemmt ein breites Spektrum von Serin/Threonin- und Tyrosinphosphatasen und ist geeignet für Zell- und Gewebelyse. Enthält: 100 mM Natriumfluorid, 50 mM Natriumorthovanadat, 50 mM Natriumpyrophosphat und 100 mM b-Glycerophosphat.

Produktinformation

Aussehen

Flüssigkeit

Ziele

Phosphatase

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Bei -20°C lagern.

Versandbedingungen

Nicht für den Versand reguliert