

Protease-Inhibitor-Cocktail I

Cat. No. CEI-0794

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Stellt eine 100x-Lösung dar, wenn sie in 1 ml Wasser rekonstituiert wird. Eine 1x-Lösung enthält 500 µM AEBSF.HCl, 150 nM Aprotinin, 1 µM E-64, 0,5 mM EDTA-Dinatriumsalz und 1 µM Leupeptin-Hemisulfat.

Produktinformation

Aussehen

Lyophilisiertes Feststoff

Ziele

Protease