

Protease-Inhibitor-Cocktail I, tierfrei

Cat. No. CEI-0795

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Eine 1x Lagerlösung enthält 500 μM AEBSF.HCl, 150 nM Aprotinin, 1 μM E-64, 0,5 mM EDTA und 1 μM Leupeptin-Hemisulfat. Rekonstituieren Sie jede Ampulle mit 1 ml Wasser, um eine 100X Lagerlösung zu erhalten.

Produktinformation

Aussehen

Fest

Ziele

Protease