

Protease-Inhibitor-Cocktail V, EDTA-frei, tierfrei

Cat. No. CEI-0802

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Zur Hemmung von Serin- und Cystein-Proteasen, jedoch nicht von Metalloproteasen. Für Anwendungen, die tierfreie Reagenzien erfordern. Stellt eine 100-fache Stammlösung mit 1 ml Wasser her. Eine 1X Stammlösung enthält 500 µM AEBSF.HCl, 150 nM Aprotinin, 1 µM E-64 und 1 µM Leupeptin-Hemisulfat.

Produktinformation

Aussehen

Lyophilisiertes Feststoff

Ziele

Protease

Lager- und Versandinformation

Versandbedingungen

Nicht für den Versand reguliert