

Esterase–Polyethylenglykol

Cat. No. NATE-1582

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung

Das Enzym-PEG-Konjugat wurde durch die kovalente Bindung von PEG 5000 an das Enzymmolekül über seine Aminogruppen hergestellt. Das Konjugat wird in lyophilisierter Pulverform bereitgestellt.

Synonyme

Esterase–PEG; PEG-Esterase

Produktinformation

Form

Lyophilisiertes Pulver

Verwendung und Verpackung

Verpackung

Paketgröße basierend auf dem Proteingehalt

Lager- und Versandinformation

Lagerung

Bei -20°C lagern