

BCIP/NBT Flüssigsubstratsystem

Cat. No. CSUB-0057

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Anwendungen

Ein gebrauchsfertiges, ausfällendes Substratsystem für alkalische Phosphatase. Dieses Substratsystem produziert ein unlösliches NBT-Diformazan-Endprodukt, das blau bis lila gefärbt ist und visuell beobachtet werden kann. Die immunhistochemische Färbung mit BCIP/NBT erfordert organische Einbettungsmittel und kann mit Nuclear Fast Red oder Light Green gegengefärbt werden. BCIP/NBT ist im Allgemeinen eine empfindlichere Methode als Fast Red. Nicht empfohlen für ELISA (Mikrowell)-Verfahren.

Produktinformation

Substrate

Alkalische Phosphatase

Lager- und Versandinformation

Lagerung

2-8°C