

Fluorescein-Dilaurat

Cat. No. CSUB-0245

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Anwendungen

Fluorescein-Dilaurat wird im Pancreolauryl-Test für chronische Pankreatitis verwendet.

Produktinformation

EC-Nummer 230-764-2

CAS-Nummer 7308-90-9

Molekülformel C₄₄H₅₆O₇

Molekulargewicht 696.91

Verunreinigungen λ_{ex} 490 nm; λ_{em} 514 nm in 0,1 M Tris pH 8,0 (Esterase)

Löslichkeit ethanol: löslich

Substrate Esterase