

3,3'-Diaminobenzidin-Tetrahydrochlorid

Cat. No. CSUB-0419

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Anwendungen

Reagenz zur spektrophotometrischen Bestimmung von Selen.

Synonyme

3, 3'; 4, 4'-Biphenyltetramin Tetrahydrochlorid; 3, 3'; 4, 4'-Tetraaminobiphenyl Tetrahydrochlorid; DAB

Produktinformation

Form

Tablet

EC-Nummer

231-018-9

CAS-Nummer

7411-49-6

Molekulargewicht

360.11

Spezifität

Peroxidase-Substrat geeignet für die Verwendung in Immunoblotting- und immunhistologischen Färbeverfahren. Dieses Substrat erzeugt ein unlösliches Endprodukt, das braun gefärbt ist und visuell beobachtet werden kann.

Substrate

Peroxidase-Substrate

Verwendung und Verpackung

Rekonstitution

Lösen Sie 1 Tablette in 15 ml Tris-pufferlösung, pH 7,6. Fügen Sie 12 µl frisches 30% Wasserstoffperoxid hinzu. Die DAB- und Wasserstoffperoxidkonzentration kann an die individuellen Anwendungen angepasst werden.

Lager- und Versandinformation

Lagerung

-20°C