

3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Flüssigsubstrat, Super Langsam, für ELISA

Cat. No. CSUB-0461

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Anwendungen

Enthält TMB in einem leicht sauren Puffer. Das Substrat wird als eine komponentenfertige Lösung geliefert. Die Reaktionskinetik ist etwa 60 % langsamer als bei traditionellen TMB-Formulierungen. Nicht empfohlen für Membran- oder immunhistochemische Anwendungen, die ein ausfällendes Reaktionsprodukt erfordern.

Produktinformation

Substrate

Peroxidase-Substrate

Lager- und Versandinformation

Lagerung

2-8°C

Versandbedingungen

nasses Eis