

## 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Flüssigsubstrat, langsame kinetische Form, für ELISA

Cat. No. CSUB-0463

Lot. No. (See product label)

### Einleitung

#### Anwendungen

Enthält TMB in einem leicht sauren Puffer. Das Substrat wird als eine komponentenfertige Lösung geliefert. Die Reaktionskinetik ist etwa 25 % langsamer als bei traditionellen TMB-Formulierungen. Nicht empfohlen für Membran- oder immunhistochemische Anwendungen, die ein ausfällendes Reaktionsprodukt erfordern.

#### Synonyme

TMB

### Produktinformation

#### Substrate

Peroxidase-Substrate

### Lager- und Versandinformation

#### Lagerung

2-8°C

#### Versandbedingungen

nasses Eis