

Pefachrome Versuch

Cat. No. CSUB-0595

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Anwendungen

Pefachrome-Substrate werden für chromogene Assays verschiedener Serin-Proteinase verwendet. Pefachrome Try wird zur Detektion von Serinproteasen wie Trypsin eingesetzt.

Synonyme

Bz-Val-Gly-Arg-4-nitroanilidacetat; N-Benzoyl-L-valyl-glycyl-L-arginin-4-nitroanilidacetat

Produktinformation

CAS-Nummer

161572-28-7

Molekülformel

C₂₆H₃₄N₈O₆ · C₂H₄O₂

Molekulargewicht

614.65

Substrate

Trypsin-Substrate

Lager- und Versandinformation

Lagerung

2-8°C