

Harnstofflösung

Cat. No. CSUB-0608

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Anwendungen Empfohlen zur Erkennung der Urease-Aktivität.

Synonyme Carbamid; Carbonyldiamid

Produktinformation

CAS-Nummer 57-13-6

Molekulargewicht 60.06

Konzentration 40 % (w/v) in H₂O

Substrate Urease

Verwendung und Verpackung

Vorbereitungsanweisungen Erwärmen Sie die gekühlte 40% Urea-Lösung auf Raumtemperatur. Fügen Sie aseptisch 5 mL zu 95 mL steriler geschmolzener Urea-Agar-Basis (Christensen) hinzu. Gut mischen und in sterile Röhrchen abfüllen.

Lager- und Versandinformation

Lagerung 2-8°C