

Colominic-Säure-Natriumsalz aus Escherichia coli

Cat. No. CSUB-0780

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Beschreibung Colomininsäure wird verwendet, um die Prozesse der Proteopolysialylierung zu untersuchen. Sie ist ein Substrat für CMP-NeuAc:(NeuAc α 2 $\rightarrow$ 8)_n (Colomininsäure) Sialyltransferase.

Anwendungen Ein Substrat für CMP-NeuAc:(NeuAc α 2 $\rightarrow$ 8)_n (Colomininsäure) Sialyltransferase

Produktinformation

Form Fest

CAS-Nummer 70431-34-4

Molekülformel (C₁₁H₁₆NNaO₈)_n

Molekulargewicht ~ 24000 - 38000

Löslichkeit In Wasser löslich (50 mg/ml).

Substrate Kinase; ERK 2

Lager- und Versandinformation

Lagerung Bei -20° C lagern