Creative Enzymes®

3,3'-Diaminobenzidin-Tetrahydrochlorid

Cat. No. CSUB-0419

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Anwendungen	Reagenz zur spektrophotometrischen Bestimmung von Selen.
Synonyme	3, 3'; 4, 4'-Biphenyltetramin Tetrahydrochlorid; 3, 3'; 4, 4'-Tetraaminobiphenyl Tetrahydrochlorid; DAB

Produktinformation

Form	Tablet
EC-Nummer	231-018-9
CAS-Nummer	7411-49-6
Molekulargewicht	360.11
Spezifität	Peroxidase-Substrat geeignet für die Verwendung in Immunoblotting- und immunhistologischen Färbeverfahren. Dieses Substrat erzeugt ein unlösliches Endprodukt, das braun gefärbt ist und visuell beobachtet werden kann.
Substrate	Peroxidase-Substrate

Verwendung und Verpackung

Rekonstitution	Lösen Sie 1 Tablette in 15 ml Tris-pufferlösungs, pH 7,6. Fügen Sie 12 µl frisches 30% Wasserstoffperoxid hinzu. Die DAB- und Wasserstoffperoxidkonzentration kann an die individuellen Anwendungen angepasst werden.

Lager- und Versandinformation

Lagerung	-20°C