Creative Enzymes®

Pefachrome Versuch

Cat. No. CSUB-0595

Lot. No. (See product label)

Einleitung

Anwendungen	Pefachrome-Substrate werden für chromogene Assays verschiedener Serin-Proteinase verwendet. Pefachrome Try wird zur Detektion von Serinproteasen wie Trypsin eingesetzt.
Synonyme	Bz-Val-Gly-Arg-4-nitroanilidacetat; N-Benzoyl-L-valyl-glycyl-L-arginin-4-nitroanilidacetat

Produktinformation

CAS-Nummer	161572-28-7
Molekülformel	C26H34N8O6 · C2H4O2
Molekulargewicht	614.65
Substrate	Trypsin-Substrate

Lager- und Versandinformation

Lagerung	2-8°C